




Irrigatore orale
con ozono attivo







Aquolab

Lo strumento per una prevenzione
e corretta igiene orale per
tutta la famiglia

Cos'è l'ossigeno-ozono terapia?

È una tecnica dolce in grado di svolgere importanti azioni sfruttando le potenzialità dell'ozono combinato con l'ossigeno:



A close-up photograph of a man with dark hair and a beard, smiling broadly. He is wearing a light blue collared shirt under a grey cardigan. The background is a bright, out-of-focus indoor setting. A semi-transparent blue box is overlaid on the bottom left of the image, containing text.


“Da quando uso Aquolab le mie
gengive non sanguinano più”

Luca, 40 anni

Perché usare un irrigatore orale?

L'utilizzo quotidiano di Aquolab da parte di adulti e bambini aiuta a:

- Prevenire la formazione delle carie
- Prevenire l'insorgenza di afte e herpes
- Prevenire e curare disturbi gengivali quali infiammazioni o sanguinamento
- Combattere l'alitosi senza uso di colluttori



Perché usare Aquolab?


- La pressione dell'acqua è dolce e non invasiva
- È inodore, insapore e completamente innocuo
- Offre due regolazioni di ozono e acqua
- È semplice da usare
- È made in Italy





“Aquilab è per tutti.
Non ha alcuna controindicazione
in gravidanza”

Paola, 34 anni



“Aquolab è divertente e non fa male!”

Enrico, 7 anni


Perché utilizzare l'ozono in un irrigatore orale?

- Ha un altissimo potere disinfettante
- Inibisce la formazione di batteri causa di infezioni e alitosi
- Non è invasivo, non lascia residui ed è ecologico




È necessario mantenere una
igiene orale personale quotidiana,
sottoporsi a igiene professionale e
a regolari controlli dal dentista.

Aquolab è particolarmente adatto a mantenere una
corretta igiene orale in caso di:



Apparecchi ortodontici



Impianti



Parodontiti




Protesi fisse o mobili

Sperimentazioni scientifiche dimostrano l'efficacia di Aquolab
anche in soggetti con malattia parodontale affetti da diabete.



Chiedi Aquolab al tuo dentista!



 EB2C Srl

Via Savona 94
20144 Milano Italy
aquolab.com - info@aquolab.com



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

rev. 04-18

