



Riequilibrio funzionale in età pediatrica

Intercettare precocemente e correggere
le abitudini viziate

 healthystart.


sweden & martina

Il tuo bambino manifesta qualcuno di questi problemi?

- Soffre di disturbi respiratori durante il sonno
- Tiene abitualmente la bocca aperta
- Si conforta succhiando il pollice o il ciuccio
- Posiziona in modo improprio lingua o labbra





Abitudini viziate che
possono favorire o dipendere da
malocclusioni

Cos'è l'ortodonzia intercettiva?

L'ortodonzia intercettiva ha il compito di individuare le abitudini viziate o le malocclusioni in età pediatrica per agire tempestivamente, prevenendo le possibili complicazioni future.

Nei pazienti giovani è più semplice rimuovere i fattori che possono essere all'origine di malocclusioni sfruttando le forze naturali della crescita per ottenere un profilo equilibrato prima dell'eruzione dei denti permanenti.





Non lasciare che il tempo passi



Terapia semplice e veloce

Oggi la soluzione si chiama healthystart.

Healthy Start™ è una nuova linea di dispositivi preformati che, attraverso una terapia semplice e veloce, previene molti dei problemi ortodontici in età precoce riducendo la necessità di intervenire successivamente con apparecchi fissi.

I dispositivi **Healthy Start™** correggono le abitudini viziate migliorando le possibilità di una crescita corretta delle arcate per un aspetto del volto migliore e per un sorriso armonico.





Massima libertà

Efficace rapidamente

Risultati apprezzabili già dopo alcuni mesi,
impegno contenuto del tuo bambino.

È sufficiente portare il dispositivo per poche ore al giorno e durante la notte per raggiungere il risultato necessario.



facile



veloce



efficace

Sicurezza ed esperienza al tuo servizio

I dispositivi **Healthy Start™** sono realizzati in un **morbido materiale biocompatibile**, per il **massimo comfort** del tuo bambino, nel rispetto dei più **alti standard qualitativi e di sicurezza**.

Healthy Start™ fa parte della linea di dispositivi brevettati **Occlus-o-Guide®**, nati dall'esperienza di un'équipe statunitense e utilizzati da oltre 30 anni con incomparabile successo **in tutto il mondo**.

Pedo Habit Corrector®, **Youth Habit Corrector®**, **Max A®**:
lasciati guidare dal tuo dentista nella scelta del dispositivo più adatto alle esigenze del tuo bambino.



Questo studio è specializzato nei trattamenti di ortodonzia intercettiva con dispositivi

 healthystart™



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

rev.11-18

