

Legenda simboli

	Attenzione, vedere istruzioni per l'uso
	Numero di lotto
	Codice
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti
	Data di scadenza oltre la quale non utilizzare il prodotto
	Non riutilizzare, prodotto monouso
	Non ristilizzare
	Fabbricante
	Consultare le istruzioni per l'uso https://www.sweden-martina.com/it_it/ifu/
	Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata
	CE 0476 Marcatura di conformità CE
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un odontoiatra

Tabella 01

Dispositivo	Confezione	Definizione ai sensi della Direttiva 93/42	Regola	Classe di rischio
Mini viti per uso ortodontico FIRMA, FIRMA PLUS	Confezione monouso e sterile.	Dispositivi impiantabili destinati ad uso a lungo termine (superiore ai 30 giorni)	8	Iib

Fig. 01 e 02

Confezione con blister all'interno

Blister con fiala all'interno



Fig. 03

Fiala con mini vite ortodontica all'interno



Fig. 04




Fig. 05




Fig. 06



Sweden & Martina S.p.A.
 Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia
 Tel. +39.049.9124300 - Fax + 39.049.9124290
 e-mail: info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com